

PRODUKTDATENBLATT

Askina® Fix 10 m x 15 cm(9083030)

Attributname	Attributwert
Markenname	Askina®
Breite	15.00 cm
Länge	10.00 m
Farbe	weiß
Material (OPM)	Polayacrylvlies
Kleber	selbstklebend, atmungsaktiv
Wasserdicht	Nein
Verkaufseinheit	1 Rolle
Katalogmerkmal (OM)	Kleinpackung
Sterilität	unsteril
UMDNS	13369-Retainers, Bandage
UMDNS-Version	1.0
Produkt enthält Latex	Nein
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel
Product type (OM)	Fixation fleece

Attributenname	Attributwert
Produktname (OM)	Askina® Fix
eCl@ss Bezeichnung (Rel. 10)	Fixierpflaster (Vlies)
eCl@ss Code (Rel. 10)	34180201
eCl@ss Text (Rel. 11)	Fixierpflaster (Vlies)
eCl@ss Code (Rel. 11)	34180201

