



Produktspezifikation

**S-Monovette® Citrat 3,2%, 3 ml, Verschluss blau,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1919.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Citrat 3,2%, Präparierung: Tri-Natriumcitrat-Lösung, 3 ml, Membranschraubkappe, Verschluss blau, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett / Druck: blau, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat-Lösung
Präparierungskonzentration	0,106 mol/l
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	blau
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	1800 x g
Zentrifugationstemperatur	20 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Citrat 3,2%, 3 ml, Verschluss blau,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	3 ml
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	91 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm
Länge mit Verschluss und Stange	112 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	39000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
S-Monovette® Citrat 3,2%, 3 ml, Verschluss blau,
(LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	3,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917266970
EAN des Umkartons	4038917266963

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT