



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.120
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 2000 ml, gelb, mit Barcode-Etikett, Etikett / Druck: gelb/rot, Biohazard, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 161 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, 80 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Barcode-Etikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	2000 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Durchmesser des Deckels	Deckel (LxB): 179 x 176 mm
Höhe des Produktes	161 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Chargiert	nein
-----------	------

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	80
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	80
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Produktes	0,194 kg
Gewicht des Umkartons	17,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917903448
EAN des Umkartons	4038917903455

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

