




Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum-Gel, 9 ml, Verschluss braun,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.1388
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum-Gel, CAT, Präparierung: Gel / Gerinnungsaktivator, 9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett / Druck: transparent/braun, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gel / Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationstemperatur	20 °C
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum-Gel, 9 ml, Verschluss braun,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 9 ml
Durchmesser 16 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und Stange 129 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses braun
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Art der Innenverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Karton 500
Stück pro Palette 24000
Tiefe des Innenkartons 204 mm
Breite des Innenkartons 134 mm
Höhe des Innenkartons 88 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum-Gel, 9 ml, Verschluss braun,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 3

Tiefe des Umkartons	648 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,0093 kg
Gewicht des Umkartons	5,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917086431
EAN des Umkartons	4038917004992

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT